

Продукт	Лист агентов	Перекрестная ссылка с EPA лист N*	Ограничения?	Ультрафиолет	Воздушные фильтры
Vivid E95/E90/E80	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	Bleach (All the agents with Bleach in name on EPA List N)	Дисплей и Тачскрин: только Алкоголь	Нет	Нижняя поверхность, позади пластиковой заслонки Может быть термообработан при 80 градусах, чтобы убить вирус,
	Ammonia	Sani-cloth HB (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES)			
	Bleach (Diluted 10:1)	ALCOHOL (Isopropyl) 70%			
	Clorox Healthcare™ Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes Diluted Cidex	Clorox Healthcare™ Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes			
	Mild Non-Abrasive Soap and Water Sani-Cloth® HB T-Spray II™ disinfectant cleaner				
Vivid S70/60 Vivid S60N/70N	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	Bleach (All the agents with Bleach in name on EPA List N)	Дисплей и Тачскрин: только Алкоголь	Нет	Справа
	Ammonia	Sani-cloth HB (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES)			
	Cidex® OPA	ALCOHOL (Isopropyl) 70%			
	Clorox Healthcare™ Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes Diluted Cidex	Clorox Healthcare™ Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes			
	Metricide 14 Mild Non-Abrasive Soap and Water Sani-Cloth® HB Sodium Hypochlorite 5.25 % (Bleach) diluted 10:1 T-Spray II™ disinfectant cleaner Wavicide-01				
	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	Sani-cloth HB (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES)	Все агенты могут использоваться на всей системе	Да	На правой стороне тележки со стороны нижней поверхности
	Asepti-Wipe II	Sani-cloth Plus (SANI-CLOTH GERMICIDAL DISPOSABLE CLOTH)			
	Cavicide® Surface Cleaner/Disinfectant	Super Sani-cloth (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES)			

Vivid iq	CAVIWIPES Cidex® OPA Clorox Disinfecting Wipes DisCide - Recommended for clarity (63% ISOPROPYL) PI-SPRAY ANTIBACTERIAL SOLUTION PI-Spray II Antibacterial Solution Revital-ox RESERT Sani-Cloth® HB Sani-Cloth® Plus Soap water Sporicidin Super Sani-Cloth® Tristel trio wipes_Pre-Clean Wipe Tristel trio wipes_Rinse Wipe Tristel trio wipes_Tristel Sporicidal Wipes	Cavicide® Surface Cleaner/Disinfectant Clorox Disinfecting Wipes Sporicidin			
Vivid T9/T8	ALCOHOL (Isopropyl) 70% Cavicide® Surface Cleaner/Disinfectant CAVIWIPES Cidex® OPA Clorox Disinfecting Wipes Revital-ox RESERT Sani-Cloth® HB Sani-Cloth® Plus Soap water Super Sani-Cloth® Tristel trio wipes_Pre-Clean Wipe Tristel trio wipes_Rinse Wipe Tristel trio wipes_Tristel Sporicidal Wipes	Sani-cloth HB (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES) Sani-cloth Plus (SANI-CLOTH GERMICIDAL DISPOSABLE CLOTH) Super Sani-cloth (SANI-CLOTH GERMICIDAL WIPES) Cavicide® Surface Cleaner/Disinfectant Clorox Disinfecting Wipes	Все агенты могут использоваться на всей системе	Да	С нижней стороны

Vivid E9	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	ALCOHOL (Isopropyl) 70%		Нет	Нижняя поверхность, позади пластиковой заслонки
Vivid S5/6	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	ALCOHOL (Isopropyl) 70%		Нет	Правая сторона
Vivid i/q	ALCOHOL (Isopropyl) 70%	ALCOHOL (Isopropyl) 70%		Нет	

\* United States Environmental Protection Agency

List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2

Date Accessed: 03/24/2020